



Accesorios

Protector Gonadal



Vinilo plomado importado de alta calidad certificada.
Disponible en tela RIPSTOP, antilíquido de alta calidad.
Velcros y broches de alta durabilidad y resistencia.
Elemento flexible y liviano.
Set por 3 piezas de diferentes tamaños.
Apto para uso pediátrico.

Protección	0.5 mmPb
Talla	única
Peso aproximado	0.74 kg



Sievert
Protección Radiológica



NPL
National Physical Laboratory



(574) 311 6065 Ext. 103
www.sievert.com.co
johanna@sievert.com.co
Cr 48 #10-45. Int 1021