



Accesorios

Protector de gónadas



- Set por tres piezas de diferentes tamaños.
- Disponible en tela RIPSTOP, antifluido de alta calidad.
- Adaptación de pieza en velcro de alta durabilidad y resistencia.
- Cierre con broche.
- Fácil uso.
- Diseñado para un ajuste cómodo.

Protección: 0.5 Eq. mmPb.

Atenuación: 98.1% aprox.

Peso aprox.: 0.74 Kg.

Talla: Adulto y pediátrico.

Composición: 75% pb y 25% pvc aprox.

Aplicación: Operarios y usuarios contra rayos X que no superen los 150 kV.

